

# Certificate of Analysis

## Carboxypeptidase B

Cat. No.: QIP-006  
Lot. No.: ENI60191003  
有效期至: 2021年09月

**外观:** 白色、类白色、类黄色粉末

**贮藏:** 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将酶置于 2-8℃, 密封避光。

**比活 (U/mg 蛋白):**  $\geq 170$ 。

**纯度:** SDS-PAGE 单一主条带。

**分子量:** 33.8 $\pm$ 3.4kDa

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

**苏州瑞安生物科技有限公司**

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com

QA/QC 签字  
日期: 2019.10.28

