

Certificate of Analysis

博来霉素 (Zeocin)

Cat. No.: RA-AD05
Lot. No.: AD050191002
有效期至: 2021年03月

外观: 澄清浅蓝色溶液。

浓度: 100mg/ml。

无菌性: 无菌。

贮藏: 冷冻运输; -20°C避光保存。

细菌生长抑制检测: 含 25 μ g/ml 博来霉素的 LB 平板可有效阻止 E.Coli, TOP10 菌株的生长。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com

QC/QA 签字
日期: 2019.10.10

