

# Certificate of Analysis

## Carboxypeptidase B

Cat. No.: QIP-006  
Lot. No.: ENI60200302  
有效期至: 2022年02月

外观: 白色、类白色、类黄色粉末

贮藏: 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将酶置于-20℃, 密封避光。

比活 (U/mg 蛋白):  $\geq 170$ 。

纯度: SDS-PAGE 单一主条带。

分子量:  $33.8 \pm 3.4$  kDa

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街218号C13幢4楼

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com

