

# Certificate of Analysis

## 博来霉素 (Zeocin)

Cat. No.: RA-AD05  
Lot. No.: AD050210101  
有效期至: 2022年06月

**外观:** 澄清浅蓝色溶液。

**浓度:** 100mg/ml。

**无菌性:** 无菌。

**贮藏:** 冷冻运输: -20°C避光保存。

**细菌生长抑制检测:** 含 25µg/ml 博来霉素的 LB 平板可有效阻止 E.Coli, TOP10 菌株的生长。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

### 苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com

