

Certificate of Analysis

Rhinozyme® 重组 C 因子内毒素检测试剂盒

Cat. No.: RAF-01
 Lot. No.: RF010210301
 有效期至: 2021 年 11 月

运输: 2~8°C冰袋运输
 贮藏: 2~8°C 储存

质量检测:

参数	合格标准	实际结果
重悬内毒素工作标准品为 20EU/mL 需加无热原水体积	以标定结果确定	4mL
线性标准曲线: log(Δ RFU) = A*log(内毒素浓度 EU/mL)+B		
-线性相关 (r)	≥0.980	通过
-斜率 A	0.8-1.1	通过
孔间 CV (%)	≤20	通过
5EU/mL 孔 Δ RFU	40000~80000	通过
与上一批次产品 5EU/mL 孔 Δ RFU 差异 (%)	≤25	通过
阴性对照孔 Δ RFU	<600	通过
0.005EU/mL 孔 Δ RFU	>10	通过
参考样品内毒素加标回收率 (%)	50~200	通过

本品仅用于科研，不适用于诊断。

生产商

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com



QC/QA/签字
 日期: 2021.04.01