

Certificate of Analysis

MycoAlarm™ 支原体检测试剂盒

Cat. No.: RA-MT01
Lot. No.: MT010220501
有效期至: 2023 年 04 月

运输: 2~8°C冰袋运输

贮藏: 2~8°C 储存

质量检测:

参数	合格标准	实际结果
阳性对照(B-(B-A) _{NC})/A 值	>125	合格
检测试剂、阴性对照, 发光 A 值	0~1500	合格
无支原体细胞培养液检测值	<1	合格

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

