

Certificate of Analysis

Rhinozyme® Endoproteinase Lys-C

Cat. No.: QIP-004-A
Lot. No.: ENI40220702
有效期至: 2024年06月

外观: 白色粉末。

贮藏: 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将酶置于-20℃以下储存, 密封防潮。

活性: 比活 (AU/mg. pro) ≥3.0。

纯度: SDS-PAGE 分析, 纯度≥90%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

