

Certificate of Analysis

Carboxypeptidase B

Cat. No.: QIP-006
Lot. No.: ENI60211102
有效期至: 2023年10月

外观: 白色、类白色、类黄色粉末

贮藏: 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将酶置于-20℃, 密封避光。

比活 (U/mg 蛋白): ≥ 170 。

纯度: SDS-PAGE 单一主条带。

分子量: 33.8 ± 3.4 kDa

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

