

Certificate of Analysis

96 孔平底微孔板（白底透明盖）

Cat. No.: RA-HC01
Lot. No.: HC010210901
有效期至: 2024 年 08 月

检验项目	合格标准	实际结果
外观	孔底无划痕, 需平整	通过
	孔板表面光洁无塑料飞边, 光滑平整	通过
	孔板无缺失无黑点等	通过
容量	包装袋内无杂物或其它杂质	通过
	单孔容量较准率: $\pm 2\%$ 以内	通过
透明度	板体及孔内应光洁, 应无其他杂质, 应能保证清晰的观察到孔内物质	通过
尺寸	尺寸应大小均一	通过
包装	外箱整洁, 包装数量准确, 内包装无破损	通过
	标识正确, 清晰, 标签位置符合要求	通过
无菌	培养板应无菌	通过


本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

上海市宝山区潘径路 2666 号 3、4 幢

联系方式: 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com



瑞诺生物科技
RHINO BIO