

Certificate of Analysis

PNGase F (Glycerol-free)

Cat. No.: QPF-001
Lot. No.: ENP10220702
有效期至: 2024年06月

贮藏: 酶置于 4°C, 严禁冻存; 配套试剂置于-20°C储存。

活力: 1U PNGase F (Glycerol-free) 37°C酶切 1 小时, 使 10μg 变性 RNase B 释放 >95%N-连寡糖。

活性测试: 在 Glyco 缓冲液 2 体系下, 20μl 反应体系, 1μl PNGase F (Glycerol-free) 37°C酶切 1 小时, 可使 40μg 变性人源化单抗释放 >95% N-连寡糖。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度 ≥95%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

