

Certificate of Analysis

Rhinogen[®] RPMI 1640 培养基，无酚红

Cat. No.: RA-BM11
Lot. No.: BML110220902
有效期至: 2023 年 08 月

贮藏: 试剂置于 2-8°C, 严禁冻存。

无菌检测: 符合规定

内毒素检测 (低于 1.0EU/mL): 符合规定

pH 检测 (7.0~7.4): 符合规定

细胞生长: 符合规定

渗透压检测: 260mOsmol/kg~305mOsmol/kg

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

