

Certificate of Analysis

Rhinozyme® 重组 C 因子内毒素检测试剂盒

Cat. No.: RAF-02
Lot. No.: RF020230601
有效期至: 2024年05月

运输: 2~8°C冰袋运输

贮藏: 2~8°C储存

质量检测:

参数	合格标准	实际结果
线性标准曲线: $\log(\Delta RFU) = A \cdot \log(\text{内毒素浓度 EU/mL}) + B$		
-线性相关 (r)	≥0.980	通过
-斜率 A	0.8-1.1	通过
孔间 CV (%)	≤20	通过
5EU/mL 孔 ΔRFU	40000~80000	通过
与上一批次产品 5EU/mL 孔 ΔRFU 差异 (%)	≤25	通过
阴性对照孔 ΔRFU	<600	通过
0.005EU/mL 孔 ΔRFU	>10	通过
参考样品内毒素加标回收率 (%)	50~200	通过

本品仅用于科研，不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

