

Certificate of Analysis

潮霉素 B (Hygromycin B)

Cat. No.: RA-AD03
Lot. No.: AD030240401
有效期至: 2026年03月

外观: 澄清微黄色溶液。

浓度: 50mg/ml。

无菌性: 无菌。

效价: $\geq 900\mu\text{g}/\text{mg}$ 。

纯度: HPLC 分析, 纯度 $\geq 90\%$ 。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 B6 栋 401C

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

