

Certificate of Analysis

Trypsin (Sequencing Grade)

Cat. No.: QIP-003
Lot. No.: ENI30240404
有效期至: 2026年03月

外观: 白色或类白色粉末。

贮藏: 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将酶置于-20°C, 密封防潮。

活性: 最适 pH 为 7.0~8.0; 比活 (单位/mg) ≥ 4500 USP units/mg。

纯度: SDS-PAGE 分析, 纯度 $\geq 95\%$ 。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 B6 栋 401C

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

